

vod

CCL188VOD

18,00 €

Auteur(s) :

Jaoui (L.)

Barbieri (B)

Serfaty (R)

Itic (J.)

Durée :

51 minutes

Langue :

Français

Zone DVD :

Multi-zones

Date d'insertion :

10/10/1992

Producteur(s) :

CIVideo

A.U.P.

Mise en fonction de deux implants Bränemark, après 7 mois de mise en nourrice. Ces implants, intéressant le secteur de la canine et prémolaire maxillaire, sont destinés à recevoir une prothèse mixte à but esthétique. Dans ce cas, l'absence de gencive kératinisée qui pourrait nuire au résultat attendu, va être réparée grâce à un lambeau d'épaisseur partielle, avec déplacement apical. La technique est démontrée dans les moindres détails.

Photos extraites de la vidéo :

