

	CCL262VOD	22,00 €
	CCL262DVD	107,00 €
	CCL262CAS	76,00 €

Auteur(s) :
 Fleiter (B)
 Estrade (D.)

Durée :
 46 minutes

Langue :
 Français

Zone DVD :
 Multi-zones

Date d'insertion :
 09/11/2000

Producteur(s) :
 C.I.Vidéo

L'articulateur est un moyen incontournable d'analyse des cas cliniques. Il permet de poser un diagnostic, d'établir un plan de traitement et favorise la vérification du respect des impératifs occlusaux. L'utilisation de l'arc facial est indispensable pour situer avec précision l'arcade supérieure par rapport à l'axe charnière et aux plans de référence. Par sa simplicité d'utilisation et par sa précision, l'articulateur et l'arc facial se doivent de trouver leur place dans tous les cabinets dentaires. Leur emploi est simple et nous allons vous présenter différentes techniques de montage des modèles d'étude, en utilisant deux articulateurs adaptables et leur arc facial correspondant.

Synthèse publiée dans "L'oeil dentaire N° 3-00"

Photos extraites de la vidéo :

