

vod

CCL298VOD

22,00 €

DVD

CCL298DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Machtou (P.)
Martin (D.)
Simon (S.)
Caron (G.)

Durée :
86 minutes

Langue :
Français

Zone DVD :
Multi-zones

Date d'insertion :
30/05/2005

Producteur(s) :
CIVideo
J.O.P. 5

Les trois clés du succès pour le traitement endodontique d'une prémolaire maxillaire.

Le but est de montrer de A à Z qu'avec une parfaite maîtrise des techniques modernes, l'acte endodontique peut être rapide et le résultat de qualité reproductible.

Il s'agit de mettre en oeuvre une technique de préparation par rotation continue.

Le premier opérateur va réaliser la cavité d'accès sous microscope opératoire. La préparation des orifices canaux est réalisée à l'aide des X-Gates, instruments qui associent les sections des forets de Gates N° 1 - 2 - 3 et 4.

Le deuxième opérateur va réaliser la mise en forme des canaux en utilisant successivement les limes K, les Protapers S1, S2 et SX.

Enfin, le troisième opérateur va réaliser l'obturation des canaux à l'aide du système B, par condensation verticale.

Photos extraites de la vidéo :

