

vod

CCL297VOD

22,00 €

DVD

CCL297DVD

107,00 €

Auteur(s) :

Colon (P.)
Zyman (P.)

Durée :

49 minutes

Langue :

Français

Zone DVD :

Multi-zones

Date d'insertion :

05/11/2005

Producteur(s) :

CIVideo
DENTSPLY S.A.

- Cette patiente présente dans le secteur antérieur plusieurs restaurations en composite très volumineuses et peu esthétiques, qui doivent être refaites. Un composite mono-teinte sera choisi pour la latérale et un composite plus évolué à 2 teintes, avec une teinte dentine et une teinte émail, sera choisi pour la centrale.
- Dans ce deuxième cas clinique, un ancien composite sur une incisive latérale est à changer. Une stratification simple à l'aide du composite Ceram.X- duo est réalisée.
- Le cas clinique de ce troisième patient est un composite défectueux en terme d'esthétique au niveau de la 21, et très volumineux de classe IV. La stratification va être réalisée avec un composite qui présente une teinte émail et une teinte dentine plus saturée.
- Il s'agit dans ce dernier cas clinique de restaurer deux classes IV sur des incisives centrales. La restauration doit se faire avec des matériaux d'opacité différente pour la dentine et pour l'émail.

Photos extraites de la vidéo :

