

vod	CCL302VOD	18,00 €
DVD	CCL302DVD	99,00 €
VHS	CCL302CAS	68,00 €

Auteur(s) :
 Girot (G.)
 Tramba (Ph.)
 Robbiani (E.)
 Eid (N.)

Durée :
 19 minutes

Langue :
 Français

Zone DVD :
 Multi-zones

Date d'insertion :
 05/11/2005

Producteur(s) :
 C.I.Vidéo
 J.O.P. 5

Le patient, édenté complet maxillaire, va être appareillé par une prothèse fixée sur six implants Brånemark. L'armature en Titane usiné selon le procédé Procera All-in-one
 Il s'agit de montrer les règles et astuces pour la prise de l'empreinte et l'essayage clinique de l'armature.

Photos extraites de la vidéo :

