

vod

CCL329VOD

18,00 €

DVD

CCL329DVD

99,00 €

**Auteur(s) :**  
Tordjman (R.)  
Bozon (C.)  
Bensoussan (V.)

**Durée :**  
41 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
24/02/2008

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
E.I.P.

Cette patiente présente une édentation prémolo-molaire maxillaire droite. Le sinus est bas, la hauteur osseuse réduite et il est sain.

Vu la finesse de la crête résiduelle, il est décidé de poser les implants en différé après avoir réalisé un rehaussement du plancher sinusien complété par une greffe à l'aide de matériau de comblement.

Une fenêtre antéro-latérale permet l'accès au sinus.

Cette intervention est un descriptif du temps par temps de l'acte chirurgical, qui vous aidera dans le traitement de vos premiers cas de Sinus Lift.

L'originalité réside dans l'utilisation d'un laser pour l'incision. Celui-ci permet de bénéficier d'un champ opératoire exsangue pendant toute la durée de l'intervention.

## Photos extraites de la vidéo :

