

DVD

CCL095DVD

92,00 €

Auteur(s) :
Sauveur (G.)

Durée :
25 minutes

Langue :
Français

Zone DVD :
Multi-zones

Date d'insertion :
25/11/1987

Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.

La gutta percha est le matériaux unanimement reconnu comme le meilleur pour les obturations radiculaires par les techniques de gutta chaude. Mais pour ce faire, elle doit être réchauffée à une température ne dépassant pas les 60°.

L'auteur utilise ici un réchauffeur, le thermopact, qui stabilise la température au niveau souhaité.

Cette appareil est utilisé dans un cas d'obturation par condensation latérale.

L'auteur en profite pour nous montrer l'utilisation d'un cadre à digue et d'un support qui facilite la prise des radios lors du traitement endodontique.

Photos extraites de la vidéo :

