



l'oeil dentaire

**CATALOGUE OEIL DENTAIRE 2012 :**

**ENDODONTIE**

## ENDODONTIE : 16 vidéos

- » **OEI206** Oeil Dentaire 2006 : numéro 2
- » **CCL313** L'équipe Praticien Assistante : Application au traitement canalaire en une séance
- » **OEI205** Oeil Dentaire 2005 - Numéro 2
- » **CCL298** Endodontie en une séance
- » **CCL283** Pose de la digue en odontologie restauratrice : Les difficultés, leurs solutions
- » **CCL279** La digue en dentisterie adhésive restauratrice
- » **CCL251** Illustration clinique de l'utilisation du microscope opératoire en endodontie
- » **DOS001** Endodontie
- » **CCL228** Acte endodontique conventionnel, sous microscope binoculaire
- » **CCL073** Endodontie assistée : Préparation sonore et compactage rotatif
- » **CCL105** Nettoyage, mise en forme et obturation de canaux courbes de molaire maxillaire, par la technique manuelle
- » **CCL095** Obturation canalaire par condensation latérale avec apport de chaleur : le Thermopact, Utilisation d'un cadre à digue articulé
- » **CCL029** Chirurgie endodontique de la canine et de la prémolaire mandibulaires
- » **CCL028** Résection apicale et obturation à rétro
- » **CCL031** Obturation canalaire : deux techniques, un même résultat
- » **CCL030** Reconstitution coronaire avant un traitement endodontique



OEI206DVD

130,00 €

**Auteur(s) :**  
Lasfargues (J.J.)  
Autissier (A.)  
Bonte (E.)  
Pompignoli (M.)  
Postaire (M.)

**Durée :**  
94 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
19/12/2006

**Producteur(s) :**  
CIVideo

Oeil synthèse - 43 mn

"L'équipe Praticien-Assistante : Application au traitement canalaire en une séance"

Oeil clinique - 30 mn

"Technique en un seul temps chirurgical : Pose d'un implant large pour le remplacement de 25"

Oeil pratique - 41 mn

" Les produits de rebasage au fauteuil"

### Photos extraites de la vidéo :



vod

CCL313VOD

22,00 €

DVD

CCL313DVD

107,00 €

**Auteur(s) :**

Lasfargues (J.J.)

Autissier (A.)

Bonte (E.)

**Durée :**

43 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

01/06/2006

**Producteur(s) :**

CIVideo

Ce film s'adresse aux professionnels de santé que sont le chirurgien dentiste et l'assistante dentaire.

Il a pour but d'illustrer le travail de ce tandem praticien/assistante, au cours de la réalisation d'un traitement endodontique.

L'objectif de cette vidéo est d'illustrer l'ergonomie, la chaîne d'asepsie et le travail à 4 mains en endodontie et de présenter la répartition des tâches entre assistante et praticien.

**Photos extraites de la vidéo :**





OEI205DVD

130,00 €

**Auteur(s) :**  
Machtou (P.)  
Martin (D.)  
Simon (S.)  
Lasfargues (J.J.)  
Bensoussan (V.)

**Durée :**  
183 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
23/06/2005

**Producteur(s) :**  
CIVideo

Oeil synthèse - 86 mn

"Endodontie en une séance."

- Introduction
- Examen des radios
- Cavité d'accès
- Mise en forme des canaux
- Obturation des canaux


Oeil pratique - 12 mn

" Traitement a minima d'une lésion carieuse proximale - Site 2"

Oeil clinique - 33 mn

" Pose d'un implant pour le remplacement d'une prémolaire maxillaire"

### Photos extraites de la vidéo :



vod

CCL298VOD

22,00 €

DVD

CCL298DVD

107,00 €

**Auteur(s) :**  
Machtou (P.)  
Martin (D.)  
Simon (S.)  
Caron (G.)

**Durée :**  
86 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
30/05/2005

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
J.O.P. 5

Les trois clés du succès pour le traitement endodontique d'une prémolaire maxillaire.

Le but est de montrer de A à Z qu'avec une parfaite maîtrise des techniques modernes, l'acte endodontique peut être rapide et le résultat de qualité reproductible.


Il s'agit de mettre en oeuvre une technique de préparation par rotation continue.

Le premier opérateur va réaliser la cavité d'accès sous microscope opératoire. La préparation des orifices canaux est réalisée à l'aide des X-Gates, instruments qui associent les sections des forets de Gates N° 1 - 2 - 3 et 4.

Le deuxième opérateur va réaliser la mise en forme des canaux en utilisant successivement les limes K, les Protapers S1, S2 et SX.

Enfin, le troisième opérateur va réaliser l'obturation des canaux à l'aide du système B, par condensation verticale.

**Photos extraites de la vidéo :**





**l'oeil dentaire**

## Pose de la digue en odontologie restauratrice : Les difficultés, leurs solutions

📌 Cas clinique | CCL283

vod

CCL283VOD

22,00 €

DVD

CCL283DVD

107,00 €

**Auteur(s) :**  
Colon (P.)

**Durée :**  
36 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
22/05/2004

**Producteur(s) :**  
CIVideo

La digue constitue un champ opératoire particulièrement efficace en odontologie restauratrice, pourtant, elle reste peu utilisée alors que dans la plupart des situations elle rend d'énormes services et fait même gagner beaucoup de temps au praticien. La digue peut être placée de façon étanche dans la plupart des situations cliniques extrêmement simplement.

### Photos extraites de la vidéo :



vod

CCL279VOD

18,00 €

DVD

CCL279DVD

99,00 €

**Auteur(s) :**

Kaleka (R.)

**Durée :**

30 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

04/02/2003

**Producteur(s) :**

CIVideo

La dentisterie adhésive moderne nécessite un parfait contrôle du champ opératoire. La digue apporte une aide et un confort exceptionnel au praticien qui l'utilise et les patients eux mêmes sont sensibles à l'impression de technicité et de sécurité qu'elle leur procure.

Souvent redoutée, la pose de la digue peut-être d'une grande simplicité si on opte pour un matériel réduit et une technique de pose polyvalente.

**Photos extraites de la vidéo :**



vod

CCL251VOD

22,00 €

**DVD**

CCL251DVD

107,00 €

**Auteur(s) :**  
Khayat (B)

**Durée :**  
37 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
05/11/1999


**Producteur(s) :**  
CIVideo

Le microscope opératoire est un outil qui fait partie de plus en plus de l'équipement des cabinets dentaires car il devient indispensable à l'exercice du Chirurgien-dentiste.

Plusieurs situations cliniques vont illustrer ces propos.

- En premier lieu pour le diagnostic : recherche de fissure ou fêlure.
- Puis dans les soins endodontiques par la recherche des orifices canaux, particulièrement le MV2 des molaires maxillaires.
- Enfin dans le traitement des perforations du plancher.

**Photos extraites de la vidéo :**



**DVD**

**DOS001DVD**

**130,00 €**

**Auteur(s) :**  
 Chivian (N.)  
 Laurent (E)  
 Laurichesse (J.M)  
 Buchanan (S.)  
 Griesinger (R)

**Durée :**  
 77 minutes

**Langue :**  
 Français



**Zone DVD :**  
 Multi-zones

**Date d'insertion :**  
 01/10/1998

**Producteur(s) :**  
 CIVideo  
 A.D.F.

Pour les préparations canalaires il s'agit de gagner du temps, tout en obtenant un excellent résultat. Qu'elles soient manuelles ou mécaniques, elles nécessitent une asepsie rigoureuse et un protocole strict. S. Buchanan (USA) et P. Machtou vous donnent tous les secrets d'une préparation manuelle. Si vous optez pour les préparations mécaniques, R. Griesinger (Allemagne) et J.M. Laurichesse vous permettront d'éviter bien des écueils. Dans ce dossier, vous découvrirez, de plus, toutes les techniques d'obturation canalair qui vous permettront de faire le choix le plus adapté à vos cas cliniques et à vos méthodes de travail : Lentulo, gutta chaude, technique verticale, technique latérale, Mac Spadden, etc. De grands spécialistes en la matière, tels N. Chivian (USA), E. Laurent, J.M. Laurichesse, P. Machtou, sauront vous guider à bon escient.

**Photos extraites de la vidéo :**



**DVD**

**CCL228DVD**

**92,00 €**

**Auteur(s) :**  
Khayat (B)

**Durée :**  
15 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
15/11/1996

**Producteur(s) :**  
CIVideo

Cette vidéocassette présente l'intérêt de l'utilisation d'un microscope binoculaire, dans le cas d'une reprise de traitement canalaire. Après avoir détaillé les éléments qui le composent, le praticien effectue l'acte opératoire. L'intérêt clinique est démontré aisément en comparant la vision que le praticien a du champ opératoire (une chambre pulpaire) à l'oeil nu, avec une loupe grossissante et avec les différents grossissements du microscope. Cette visibilité permet d'accéder à une autre endodontie, car le repérage des canaux de réputation inaccessible devient enfantin, le bon nettoyage des canaux peut être contrôlé visuellement jusqu'à l'apex, et le gain de temps et la qualité du travail sont enfin compatibles.

Ce film a obtenu " le prix spécial du jury " lors du dernier Festival International du Film et de la Vidéo Dentaire.

#### Photos extraites de la vidéo :



**DVD**

**CCL073DVD**

**92,00 €**

**Auteur(s) :**  
Laurent (E)  
Delzangles (B.)

**Durée :**  
52 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
10/05/1989

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
A.D.F.

**Photos extraites de la vidéo :**



**DVD**

**CCL105DVD**

**99,00 €**

**Auteur(s) :**  
Khayat (B)  
Buchanan (S.)

**Durée :**  
93 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
25/11/1987

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
A.D.F.

Il s'agit de traiter et d'obturer les canaux mésio-vestibulaires d'une première molaire maxillaire. Cette situation anatomique est assez courante. La mise en forme canalaire est réalisée entièrement en technique manuelle en appliquant le principe de l'instrumentation passive. L'obturation des deux canaux est réalisée par compactage vertical de gutta chaude. Le résultat démontre que l'acte endodontique bien maîtrisé et rigoureux permet d'obtenir une obturation parfaite.

## Photos extraites de la vidéo :



**DVD**

**CCL095DVD**

**92,00 €**

**Auteur(s) :**  
Sauveur (G.)

**Durée :**  
25 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
25/11/1987

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
A.D.F.


La gutta percha est le matériaux unanimement reconnu comme le meilleur pour les obturations radiculaires par les techniques de gutta chaude. Mais pour ce faire, elle doit être réchauffée à une température ne dépassant pas les 60°.

L'auteur utilise ici un réchauffeur, le thermopact, qui stabilise la température au niveau souhaité.

Cette appareil est utilisé dans un cas d'obturation par condensation latérale.

L'auteur en profite pour nous montrer l'utilisation d'un cadre à digue et d'un support qui facilite la prise des radios lors du traitement endodontique.

**Photos extraites de la vidéo :**



**DVD**

**CCL029DVD**

**99,00 €**

**Auteur(s) :**  
Arens (D.)  
Laurichesse (J.M)

**Durée :**  
30 minutes

**Langue :**  
Anglais - Traduction  
consécutive en Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
10/05/1986

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
Journée Dentaire de Montpellier

La chirurgie apicale à la mandibule: Donald ARENS nous montre comment tenir compte des particularités anatomiques de cette région. Ici encore, la maîtrise de l'opérateur nous laisse une grande impression de simplicité. L'obturation radiculaire à la gutta percha étant excellente, il n'est pas nécessaire d'obturer à rétro.

**Photos extraites de la vidéo :**





CCL028DVD

99,00 €

**Auteur(s) :**  
Arens (D.)

**Durée :**  
57 minutes

**Langue :**  
Anglais - Traduction  
consécutive en Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
10/05/1986

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
Journée Dentaire de Montpellier

L'auteur de l'ouvrage sur la chirurgie endodontique, riche d'une expérience incomparable en la matière, nous fait une nouvelle démonstration de son talent sur le bloc incisivo-canin supérieur. La chirurgie endodontique semble à la portée de tous.

Il s'agit ici de traiter les quatre incisives supérieures qui présentent des kystes. Le choix du tracé d'incision est très largement décrit ainsi que le traitement de chacune des dents.

L'obturation à rétro est réalisée à l'aide d'IRM.

## Photos extraites de la vidéo :



**DVD**

**CCL031DVD**

**92,00 €**

**Auteur(s) :**  
Machtou (P.)

**Durée :**  
55 minutes

**Langue :**  
Français


**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
10/05/1985

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
S.F.E.

Pourquoi préférer une technique d'obturation par condensation verticale plutôt que la technique par condensation latérale ?  
P. MACHTOU nous donne la réponse.

## Photos extraites de la vidéo :



**DVD**

**CCL030DVD**

**92,00 €**

**Auteur(s) :**  
Maestroni (F.)  
Armandou (G.)

**Durée :**  
45 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
10/05/1985

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
S.F.E.

La technique du collage, de plus en plus utilisée en dentisterie restauratrice et en prothèse, est mise à contribution pour la reconstitution d'un moignon coronaire permettant de poser un champ opératoire. Une méthode très originale !

## Photos extraites de la vidéo :

