

vod

CCL296VOD

18,00 €

DVD

CCL296DVD

99,00 €

Auteur(s) :

Colon (P.)
Zyman (P.)

Durée :

29 minutes

Langue :

Français

Zone DVD :

Multi-zones

Date d'insertion :

26/04/2005

Producteur(s) :

CIVideo
DENTSPLY S.A.

Dans ce premier cas clinique, le patient présente une très volumineuse restauration au composite sur une molaire. La mauvaise adaptation esthétique et fonctionnelle de celle-ci nécessite sa dépose.

Bien qu'à la limite de l'indication, l'utilisation d'un nouveau matériau composite mono-teinte permet d'envisager une restauration par la technique directe.

Dans ce deuxième cas clinique, deux amalgames défectueux vont être remplacés par un composite. La présence d'une dentine très opaque et d'un émail translucide nécessite l'utilisation d'un composite de deux opacités différentes.

Cette reconstitution par un procédé de stratification très simple permet d'obtenir un résultat esthétique très satisfaisant.

Photos extraites de la vidéo :

