

vod

CCL330-2VOD

22,00 €

Auteur(s) :
Louis (J.P)
Chevalley (F.)

Durée :
80 minutes

Langue :
Français

Zone DVD :
Multi-zones

Date d'insertion :
27/08/2008

Producteur(s) :
CIVideo
A.C.O.S.Y.

Cette vidéo traite d'un cas de prothèse complète de A à Z. Elle est divisée en 4 parties. Chaque étape clinique est abordée depuis l'analyse du cas jusqu'à la pose de la prothèse. Après chaque rappel théorique, la réalisation est effectuée sur le patient en détails et avec une multitude de tour de main.

La deuxième partie de cette vidéo vous explique les différents principes de la fabrication d'un PEI du bas et son essayage en bouche, le marginage et le surfaçage au silicone en bouche de l'empreinte secondaire du haut, la coulée des modèles et son emboilage.

Photos extraites de la vidéo :

